



Product Expiration Date Policy

제품의 제조번호는 www.chromadex.com 에 로그인하여 확인 가능합니다. 대부분의 경우 새 제품을 제조하면 이전 제품의 유효성에 대해 검토하게 됩니다. 원래 제품을 공급한 후 1년이 지나면 이전 제품의 유효성을 검토하도록 하였습니다. 이에 대한 것은 제품을 사용할 때 사용자가 직접 확인하기 바랍니다.

ChromaDex™는 성적서에 표시된 유효기간이 6개월 이내의 제품은 고객의 동의가 없으면 출고를 하지 않습니다.

유효기간이 임박한 표준품이 재고로 있을 경우 ChromaDex™ 분석실에서 다음과 같은 방법으로 다시 평가하게 됩니다.

- 표준품은 HPLC/GC로 (분석항목에 따라) 다시 분석합니다.
- 성적서에 표시된 기록과 비교합니다.
- 새로운 분석 값이 성적서에 기재된 HPLC/GC 값의 2% 이내 오차일 경우 최초의 성적과 함께 새 값을 성적서에 기록합니다.
- 새 분석 값이 HPLC/GC 값의 오차가 2%를 초과할 경우 새로운 분석 값을 분석일자 와 함께 성적서에 기록합니다.
- 시약급의 경우 MS 로만 확인합니다.

ChromaDex™ 표준품은 유효기간이 6개월 이전에 재 검정합니다.

ChromaDex™ 제품의 가격이나 제조번호에 대해 궁금한 점이 있으시면
대리점인 동명과학상사에 문의하시기 바랍니다.

Email : sales@dongmyung.kr

