



Shipping and Storage Conditions

모든 ChromaDex™ 제품은 라벨이나 성적서 또는 웹에 표시된 것과 같은 저장 조건이 있습니다. 많은 제품들은 개봉을 하지 않거나 냉동 또는 냉장을 할 경우 유효기간을 대폭 늘릴 수 있습니다. ChromaDex™ 제품은 냉동기나 냉매 없이 4주 이상 안정할 경우 상온의 조건으로 출고합니다.

Carotenoids 같이 매우 민감한 물질은 상온에서 불안정하므로 드라이아이스로 포장하여 출고합니다. 일반 출고 조건은 고객에게 저렴한 비용으로 가능하지만, 제품이 상온으로 안정한데도 드라이아이스 포장을 원할 경우 초과운임은 주문자가 부담해야 합니다.

ChromaDex™는 기재된 저장조건에서 제품이 안정한 지를 지속적으로 검토하고 있으며, 부적절한 방법으로 제품을 보관하였을 경우 ChromaDex™는 제품의 함량에 대해 보증하지 않습니다.

분석 인증서의 저장조건	추천하는 출고 조건
실온	실온
+4 °C	실온
-20 °C	드라이아이스 포장 리스트에 없을 경우 아이스 팩 포장 보온 박스
-80 °C	드라이아이스 포장. 1-2 일 소요될 경우 드라이아이스 약 2 Kg 포장하며, 3 일 이상일 경우 드라이아이스 약 5Kg을 채웁니다.

드라이아이스 포장에 대해 궁금한 점이 있으면 ChromaDex™ 대리점인 동명과학에 문의하시기 바랍니다. Email : sales@dongmyung.kr

